

Generelt om ViSP - Videnscenter for Specialpædagogik

ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med

- Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme
- Kognitive vanskeligheder
- Følgenvirkninger efter en erhvervet hjerneskade
- Vanskeligheder i forhold til hørelse
- Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder
- Ordblindhed
- Behov for it-baserede kommunikationshjælpe-midler mv.



Brug af telepude og teleslynge

ViSP - Videnscenter for Specialpædagogik

Hovedadresse
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved

Tlf. 5588 6900
www.visp.dk



Følg os på Facebook
ViSP – Videnscenter for Specialpædagogik



I dit eget hjem kan du have

Telepude

1. Sid på telepuden
2. Sæt høreapparatet på T (tele)
3. Lyden på TV'et skal ikke skrues op.
Justering af lyd kan nu foregå via volumenkontrollen på dit eget høreapparat
4. Lyden vil nu komme direkte i øret på dig
5. Når du er færdig med at se TV, sæt da høreapparatet tilbage på M (mikrofon)

eller

Teleslynge / rumslynge

1. Sæt høreapparatet på T (tele)
2. Lyden på TV'et skal ikke skrues op
3. Lyden vil nu komme direkte i øret på dig
4. Når du er færdig med at se TV, sæt da høreapparatet tilbage på M (mikrofon)

Hvem kan bruge en teleslynge/telepude?

Du kan bruge en teleslynge, hvis der i dit høreapparat er telespole: programmet T eller M/T. Høreapparatet skal stilles på dette program, når du skal høre via teleslyngen.

Hvad er en teleslynge?

En teleslynge er et høreteknisk hjælpemiddel. Når teleslyngen er tændt, forstærker den et givent lydssignal og sender det trådløst direkte til dit høreapparat. På denne måde kan teleslyngen være en hjælp til at høre, selv om der er afstand til lyd-kilden, dårlig akustik eller baggrundsstøj i lokalet.

Hvor findes der teleslynge i det offentlige rum?

ViSPs pjece "Her findes teleslynge-anlæg" giver en oversigt over offentligt tilgængelige lokaler med teleslynge i kommunerne:

Næstved, Vordingborg, Faxe og Guldborgsund.

Få en folder på ViSPs lokale træffesteder eller find den på www.visp.dk.

Kender du et sted, hvor der er en teleslynge, som ikke optræder i vores pjece, så ring venligst til Videnscenter for Specialpædagogik eller send os en mail. Se disse oplysninger nederst på bagsiden.

Er du et sted med teleslynge, hvor du fornemmer, at teleslyngeanlægget ikke fungerer, så spørg en tekniker på stedet om anlægget er tændt. Det er ikke nødvendigvis dit høreapparat, der ikke fungerer.